



Тел: +7 (495) 080-88-88
info@e-tkani.com
www.e-tkani.com

МКАД, 14 км, дом. 10
Москва, Россия
109429

Крем защитный от обморожения и обветривания "ВІО 7" 100 мл

Артикул: 149265

ГОСТ: 31460-2012

ТР ТС: 019/2011

Цена:

49 Руб.



Крем защитный от обморожения и обветривания "ВІО 7" 100 мл

Крем предназначен для защиты кожи рук, лица и открытых участков тела от обморожения, обветривания и УФ лучей при длительном нахождении на открытом воздухе в условиях низких температур, сопровождающихся ветром, снегом, УФ излучением и повышенной влажностью. Крем создает на коже защитную пленку и предотвращает потерю влаги. Препятствует покраснению, шелушению и сухости кожи. Смягчает и увлажняет, способствует заживлению микротрещин на коже. Быстро впитывается и не оставляет ощущения липкости. Облегчает последующую очистку кожи, подходит для рук, лица и всего тела.

Номинальный объем:

Туба — 100мл

Состав:

Cetyl Stearyl Alcohol C16-C18 (Цетилстеариловый спирт C16-C18), Vaseline (or) Paraffin liquid (Вазелин или вазелиновое масло), Beeswax (Воск пчелиный), Cetearth-20 (Цетеарат-20), Ricinus communis (castor) oil (Касторовое масло), Glyceryl Stearate (Глицерилстеарат), Titanium Dioxide (Диоксид титана), Olive oil (Эфир масла оливы), PEG-8 Esters (миндальное масло), Panthenol (Пантенол), Parfum (Отдушка ароматическая), Ascorbic Acid (Аскорбиновая кислота), Citric Acid (Лимонная кислота), Benzyl Alcohol (Бензиловый спирт).

Способ применения:

Нанести около 1 мл крема на сухие чистые руки. Массирующими движениями втереть крем до полного впитывания, уделяя особое внимание области между пальцев и вокруг ногтевого ложа. При применении на коже лица избегать попадания на слизистые оболочки. Крем необходимо наносить за 5-15 минут до начала работ.

Возможно использование при t до -45°C .





Тел: +7 (495) 080-88-88
info@e-tkani.com
www.e-tkani.com

МКАД, 14 км, дом. 10
Москва, Россия
109429

Только для наружного применения. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть водой. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 0 до +25 в недоступном для детей месте.

Срок годности 36 месяцев.

Дата изготовления: см. информацию на тубе.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

Заключение МИНПРОМТОРГа

